

POLSKI

Advanced Bleeding Control™

WOUNDCLOT™ Gaza hemostatyczna

WOUNDCLOT™

POLSKI

Advanced Bleeding Control™

SOLUBLE HEMOSTATIC GAUZE

Wyrób sterylny

Opis: WoundClot™ to rozpuszczalna gaza o strukturze opartej na celulozie. Jest w pełni kompatybilna biologicznie i dostarczana w stanie sterylnym. W kontakcie z płynami tworzy przylegający żel, który pęcznieje i przywiera do rany, zapewniając kontrolę krwawienia.

WOUNDCLOT™

Gaza hemostatyczna

Advanced Bleeding Control™

INSTRUKCJA

UŻYWANIA (CE)

DO TYMCZASOWEGO OPANOWANIA KRWAWIENIA

Wyrób sterylny

Rozmiar produktu: 2,5 x 2,5 cm (1 x 1"), 5 x 5 cm (2 x 2"), 5 x 10 cm (2 x 4"), 10 x 10 cm (4 x 4"), opakowanie podwójne – 2,5 x 2,5 cm (1 x 1") oraz 5 x 5 cm (2 x 2").

Wskazania: Gaza WoundClot™ jest przeznaczona do zewnętrznego opanowania krwawienia z ran powierzchniowych, drobnych skaleczeń oraz otarć.

Zastosowanie: Umieścić gazę na ranie, delikatnie docisnąć i pozwolić, aby krew przepływała przez gazę do momentu, aż przekształci się ona w żel, a krwawienie ustanie. W razie potrzeby można lekko zwilżyć gazę, aby utworzyć pełną membranę żelową.

Usuwanie: Po osiągnięciu hemostazy usunąć gazę, obficie nasączając ją wodą lub roztworem soli fizjologicznej, a następnie delikatnie zetrzeć z rany jej nadmiar.

Środki ostrożności: Przed użyciem wyrobu WoundClot™ zaleca się przemyć rany wodą.

W przypadku wystąpienia swędzenia, pieczenia, wysypki lub objawów infekcji, takich jak gorączka, ból, zaczerwienienie lub obrzęk, należy zgłosić się do lekarza.



Nie sterylizować повторно



Gaza WoundClot™ stanowi wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie.



Sprawdzić w instrukcji używania

STERILE R

Produkt sterylizowany za pomocą napromieniowania



System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz



Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Sterylność zawartości jest gwarantowana, chyba że pojedyncze opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte..



Nie używać po upływie daty ważności.



Przechowywać w miejscu suchym

LOT

Kod partii

REF

Numer katalogowy

MD

Wyrób medyczny

UDI

Niepowtarzalny identyfikator wyrobu



Producent

5°C
41°F

35°C
95°F



CORE
SCIENTIFIC
CREATIONS

CE 0483



Producent: Core Scientific Creations Ltd.
Biuro: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Izrael
Zakład produkcyjny: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Izrael.
Tel.: +972-3-7359555 | Faks: +972-3-7359544
info@wound-clot.com | www.woundclot.org

EU REP MedNet EC-REP III GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Niemcy

CH REP MedNet Swiss GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Szwajcaria

Importer: Integra Medical sp. z o.o.
Importer Address: Truszkowskiego 52,
31-352 Kraków, Poland
NIP: 677-240-82-53
SRN: PL-IM-000047905
Website: www.integramedical.eu

301300027 Rev.01 | July-2026