

POLSKI

Advanced Bleeding Control™

Gaza urazowa

WOUNDCLOT™

WOUNDCLOT™

POLSKI

Advanced Bleeding Control™

ROZPUSZCZALNA GAZA HEMOSTATYCZNA

Wyrób sterylny

Opis: WoundClot™ to rozpuszczalna gaza o strukturze opartej na celulozie. Jest w pełni kompatybilna biologicznie i dostarczana w stanie sterylnym. W kontakcie z płynami tworzy przylegający żel, który pęcznieje i przywiera do rany, zapewniając kontrolę krwawienia.

WOUNDCLOT™

INSTRUKCJA UŻYWANIA –

WYRÓB CHIRURGICZNY (CE)

Advanced Bleeding Control™

CHIRURGICZNY OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY

Do procedur chirurgicznych

Wyrób sterylny

Rozmiar produktu: 2,5 x 2,5 cm (1 x 1"), 5 x 5 cm (2 x 2"), 5 x 7,5 cm (2 x 3"), 10 x 10 cm (4 x 4"). **Wskazania:** Biowchłaniąca gaza chirurgiczna WoundClot™ jest przeznaczona do tamowania krwawień podczas procedur chirurgicznych. **Zastosowanie:** Opatrunek chirurgiczny WoundClot™ jest rozpuszczalny – chronić przed wilgocią do momentu aplikacji. 1. Otworzyć sterylne opakowanie. 2. Delikatnie umieścić płaski (nierozłożony) opatrunek WoundClot™ na miejscu krwawienia. 3. Delikatnie przytrzymać gazę na miejscu krwawienia przez kilka sekund, aby uzyskać przyleganie; upewnić się, że gaza jest w pełni nasycona krwią (nie przemieszczać gazy po jej umieszczeniu). 4. Powstały żel przylgnie do rany i zatamuje krwawienie. 5. Jeśli krwawienie nie ustaje, usunąć dotychczasową gazę i nałożyć nową na miejsce krwawienia. **Usuwanie:** Mimo że opatrunek chirurgiczny WoundClot™ jest całkowicie wchłaniący, zaleca się usunięcie nadmiaru materiału po osiągnięciu hemostazy. Obficie zwilżyć obszar urazu wodą lub roztworem soli fizjologicznej i delikatnie usunąć z rany wszelki nadmiar materiału. **Przechowywanie:** Zamknięte opakowania należy przechowywać w temperaturze otoczenia i w suchym miejscu, aby zapewnić maksymalny okres trwałości. **Ostrzeżenia:** Opatrunek WoundClot™ nie jest przeznaczony do gojenia ran. Opatrunek WoundClot™ nie wykazuje działania przeciwdrobnoustrojowego ani nie jest przeznaczony do zapobiegania zakażeniom. Gaza WoundClot™ jest dostarczana w stanie sterylnym. Choć produkt jest stosowany w celu ułatwienia osiągnięcia hemostazy w otworach kostnych, obszarach ograniczonych kośćmi, rdzeniu kręgowym, nerwie wzrokowym i skrzyżowaniu wzrokowym, wokół nich lub w ich pobliżu – po osiągnięciu hemostazy należy zawsze usunąć nadmiar materiału, ponieważ produkt może pęcznieć i wywierać niepożądany ucisk w tych obszarach.



Nie sterylizować повторно



Gaza WoundClot™ stanowi wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie.



Sprawdzić w instrukcji użytkowania



Produkt sterylizowany za pomocą napromieniowania



System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz



Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Sterylność zawartości jest gwarantowana, chyba że pojedyncze opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte.



Nie używać po upływie daty ważności.



Wyłącznie na receptę



Przechowywać w miejscu suchym



Kod partii



Numer katalogowy



Wyrób medyczny



Niepowtarzalny identyfikator wyrobu



Producent



CORE
SCIENTIFIC
CREATIONS



0483



Producent: Core Scientific Creations Ltd.

Biuro: 29 Nahshon Street, Petah Tikva 4926918, Izrael

Zakład produkcyjny: 6 Bahat Street, Petah Tikva, 4927149, Izrael.

Tel.: +972-3-7359555 | Faks: +972-3-7359544

info@wound-clot.com | www.woundclot.org



MedNet EC-REP III GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster, Niemcy



MedNet Swiss GmbH

D4 Platz 4, 6039 Root D4, Szwajcaria

Importer: Integra Medical sp. z o.o.

Importer Address: Truskowskiego 52,
31-352 Kraków, Poland

NIP: 677-240-82-53

SRN: PL-IM-000047905

Website: www.integramedical.eu