



WOUNDCLOT™

ABC
TWIN PACK



Wprowadzenie WoundClot™ ABC



placement pressure



after 3 min. of placement pressure



at 3 min. woundclot removed
clear puncture site



ready to go home



5fr access brachial artery

Podstawowe informacje o WoundClot™

WoundClot™ to innowacyjna, nowej generacji gaza hemostatyczna, którą można szybko i łatwo zaaplikować w miejscu krwawienia. W kontakcie z krwią przekształca się w unikalną, trójwymiarową matrycę żelową, zapewniając skuteczne tamowanie krwawienia.

- Stabilnie przylega do rany, wymagając jedynie minimalnego ucisku.
- Absorbuje do 25 razy więcej krwi niż jej masa początkowa, zapewniając skuteczne tamowanie.
- Szybko zatrzymuje krwawienie poprzez aktywację czynników krzepnięcia.

Korzyści dla poszkodowanych

WoundClot™ ABC ułatwia opiekę nad pacjentami ambulatoryjnymi oraz po zabiegach z medycyny interwencyjnej, zapewniając skuteczną i efektywną kontrolę krwawień.

- Wysoki profil bezpieczeństwa: hipoalergiczny, pozbawiony przeciwwskazań i toksyczności.
- Produkt pozostaje efektywny również u pacjentów z koagulopatią oraz u osób stosujących terapię przeciwplatekową lub przeciwzakrzepową, w tym leczenie warfaryną czy heparyną.
- Do stabilnego umocowania WoundClot™ potrzebny jest jedynie minimalny ucisk, co zapobiega poszerzaniu naczyń krwionośnych.

Korzyści dla ratowników i personelu medycznego

WoundClot™ ABC oszczędza cenny czas ratowników i personelu medycznego.

- Łatwy w aplikacji; po nałożeniu nie wymaga manualnego ucisku.
- Szybkie uzyskanie hemostazy skraca czas pobytu w szpitalu pacjentów po zabiegach medycyny interwencyjnej lub po dializach.
- Łatwy do usunięcia, bez ryzyka ponownego krwawienia.

Korzyści dla placówek medycznych

WoundClot™ ABC wspiera placówki ochrony zdrowia w realizacji ich celów.

- Wymaga minimalnego przeszkolenia personelu.
- Posiada certyfikację CE Class IIb oraz aprobatę FDA.
- Pięcioletni okres trwałości produktu zapewnia wygodę i efektywne zarządzanie zapasami.

Jak działa WoundClot™ ABC?

WoundClot™ ABC to gaza hemostatyczna przeznaczona do zewnętrznego opanowania krwawienia z ran powierzchniowych, drobnych skaleczeń oraz otarć. Unikalna struktura celulozowa WoundClot™ wzmacnia naturalne mechanizmy krzepnięcia. Nie wymaga stosowania manualnego ucisku, aby była skuteczna.

- **Pokrywa miejsce dostępu**

W miejscu aplikacji WoundClot™ wchodzi w kontakt z krwią i – w wyniku intensywnej absorpcji – jego unikalna struktura celulozowa przekształca się w żelową membranę, która rozszerza się i przylega do powierzchni rany.

- **Chroni miejsce dostępu**

Łańcuchy polimerowe w strukturze celulozowej WoundClot™ tworzą silną, elastyczną barierę żelową, zapewniając ochronę rany.

- **Zatrzymuje krwawienie**

WoundClot™ skutecznie tamuje krwawienie dzięki wielokierunkowemu mechanizmowi działania: szybkiemu wchłanianiu krwi, agregacji płytek krwi, erytrocytów (RBC) oraz aktywacji czynników krzepnięcia.

Jak usunąć opatrunek WoundClot™ z rany?

Po osiągnięciu hemostazy opatrunek WoundClot™ ABC można łatwo usunąć z rany bez bólu i powodowania ponownego krwawienia.

- Obficie nasączyć opatrunek wodą lub roztworem soli fizjologicznej.
- Usunąć gazę.
- W razie potrzeby delikatnie zetrzeć resztki opatrunku z rany.

Co jeszcze odróżnia WoundClot™ od innych opatrunków hemostatycznych?

- **Innowacyjna, nietleniana i nieregenerowana struktura celulozowa (NONRCS)**
Mniejsze ryzyko reakcji zapalnej, szybsze gojenie, brak konieczności usuwania materiału z rany
- **Nie powoduje egzotermii**
Nie wywołuje nagrzewania się rany ani degradacji skrzepu.
- **Nie powoduje podrażnień**
Nie wywołuje reakcji alergicznych ani podrażnień skóry.

**WoundClot™ ABC Twin Pack
jest dostępny w następujących rozmiarach:**

KOD	NAZWA
102055102	WoundClot™ ABC Twin Pack 5 cm x 5 cm (2" x 2")
102022102	WoundClot™ ABC Twin Pack 2.5 cm x 2.5 cm (1" x 1")



TRAUMA



ABC



VET



SURGICAL

EVERY
DROP IS
PRECIOUS™



www.woundclot.org