



WOUNDCLOT™
TRAUMA

Wprowadzenie WoundClot™ Trauma



Wprowadzenie WoundClot™ Trauma

WoundClot™ Trauma to nowej generacji, rewolucyjny opatrunek hemostatyczny w formie gazy. Nakłada się go szybko i łatwo na ranę, gdzie po kontakcie z krwią przekształca się w unikalną, opatentowaną trójwymiarową matrycę żelową.

- Osiąga szybkie i stabilne zatrzymanie krwawienia poprzez rozszerzanie się i przyleganie do rany, nawet przy krwawieniu wysokociśnieniowym.
- Absorbuje do 25 razy więcej krwi niż wynosi jego masa początkowa i działa w ranie nawet przez 24 godziny.
- Szybko aktywuje czynniki krzepnięcia, zatrzymując krwawienie kapilarne, żyłne i tętnicze.

Korzyści dla poszkodowanych

WoundClot™ Trauma ratuje życie i poprawia rokowania osób rannych.

- Wysoki profil bezpieczeństwa; hipoalergiczny, bez przeciwwskazań i toksyczności.
- Skuteczny u pacjentów z koagulopatią, przy terapii przeciwzakrzepowej lub przeciwplatekowej.
- Łatwy do usunięcia, z minimalnym bólem i uszkodzeniem tkanek.

Korzyści dla ratowników i personelu medycznego

WoundClot™ Trauma oszczędza cenny czas ratowników i personelu medycznego.

- Łatwy w aplikacji; po nałożeniu nie wymaga ucisku manualnego.
- Chroni ranę i zatrzymuje krwawienie nawet przez 24 godziny.
- Łatwy do usunięcia, bez ryzyka ponownego krwawienia.

Korzyści dla placówek medycznych

WoundClot™ Trauma pomaga organizacjom ochrony zdrowia osiągać ich cele.

- Minimalne wymagania szkoleniowe.
- Certyfikacja CE Class IIb oraz FDA.
- Okres trwałości: 5 lat.

Jak działa WoundClot™ Trauma?

Unikalna struktura celulozowa WoundClot™ Trauma działa poprzez wzmocnienie naturalnych mechanizmów organizmu na trzy sposoby. Do skutecznego działania nie wymaga stosowania manualnego ucisku, dzięki czemu personel medyczny może zająć się innymi czynnościami.

- **Pokrywa powierzchnię rany**
W miejscu aplikacji opatrunek WoundClot™ Trauma styka się z krwią i dzięki intensywnemu wchłanianiu jego unikalna struktura celulozowa przekształca się w membranę żelową, która rozszerza się i ściśle przylega do powierzchni rany.
- **Chroni ranę**
Łańcuchy polimerowe w strukturze celulozowej WoundClot™ Trauma tworzą wytrzymałą i elastyczną barierę żelową, która zabezpiecza powierzchnię rany.
- **Zatrzymuje krwawienie**
WoundClot™ Trauma skutecznie hamuje nawet silne krwawienia tętnicze i żyłne przez wiele godzin dzięki wielokierunkowemu mechanizmowi działania, obejmującemu szybkie wchłanianie krwi, agregację płytek krwi oraz erytrocytów (RBC), a także aktywację czynników krzepnięcia.

Jak usunąć opatrunek WoundClot™ Trauma?

WoundClot™ Trauma można łatwo usunąć bez powodowania ponownego krwawienia, dzięki jego unikalnej strukturze

- Obficie nasączyć opatrunek wodą lub roztworem soli fizjologicznej
- Delikatnie odkleić WoundClot™ Trauma od rany i usunąć skrzep.
- Przepłukać miejsce wodą lub solą fizjologiczną, aby usunąć ewentualne pozostałości żelu.

Jakie inne cechy są unikalne dla WoundClot™ Trauma?

- **Innowacyjna, nieutleniana i nieregenerowana struktura celulozowa (NONRCS)**
Mniejsze ryzyko reakcji zapalnej, szybsze gojenie, brak konieczności usuwania materiału z rany
- **Nie powoduje egzotermii**
Nie wywołuje nagrzewania się rany ani degradacji skrzepu.
- **Nie powoduje podrażnień**
Nie wywołuje reakcji alergicznych ani podrażnień skóry.

WoundClot™ Trauma
jest dostępny w następujących rozmiarach:

KOD	Nazwa
102111101	WoundClot™ Trauma 10 cm x 10 cm (4" x 4")
102123101	WoundClot™ Trauma 20 cm x 30 cm (8" x 12")
102181101	WoundClot™ Trauma 8 cm x 100 cm (3" x 39")
102182101	WoundClot™ Trauma 8 cm x 20 cm (3" x 8")



TRAUMA



HEMODIALYSIS



VET



SURGICAL



OTC

EVERY
DROP IS
PRECIOUS™



www.woundclot.org